



**LABTRONICS S.A.S**  
CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO

# M600

ANALIZADOR PARA IMUNOENSAYO  
DE QUIMIOLUMINISCENCIA



## CARACTERÍSTICAS

- Presentación de reactivos de 50 y 100 pruebas
- Portafolio de pruebas innovador
- Rapidez. Primer resultado en 17 minutos
- Alta sensibilidad y Exactitud
- Fácil manejo



**180**

TEST POR HORA

**60**

CUBETAS A BORDO

**16**

POSICIONES DE MUESTRA

**4**

POSICIONES DE REACTIVO

**160**

PARÁMETROS DE PRUEBAS

## PARÁMETROS

- RENDIMIENTO: MÁXIMO 80-110 PRUEBAS /HORA
- ANALIZADOR COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO
- MARCACIÓN QUIMIOLUMINISCENTE TIPO RESPLANDOR CON ABEI
- FASE SÓLIDA CON MICROESFERAS NANO-MAGNÉTICAS
- UN PIPETeadOR CON AGUJA DE TITANIO PARA MUESTRAS Y REACTIVOS CON SENSOR DE DETECCIÓN DE COÁGULO.
- CAPACIDAD A BORDO 16 TUBOS DE MUESTRAS

