



LABTRONICS S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO

MX3

ANALIZADOR AUTIMATIZADO
DE QUIMIOLUMINISCENCIA



CARACTERÍSTICAS

- RENDIMIENTO POTENTE
- DISEÑO COMPACTO
- LAVADO INTELIGENTE
- 72 DIPOSICIONES DE MUESTRA Y 20 DE REACTIVOS
- POSEE EL MÁS AMPLIO MENÚ DE PRUEBAS CLIA AUTOMATIZADOS DEL MUNDO



200

TEST POR HORA

364

CUBETAS A BORDO

72

POSICIONES DE MUESTRA

20

POSICIONES DE REACTIVO

181

PARÁMETROS DE PRUEBAS

PARÁMETROS

- EL RENDIMIENTO ES DE HASTA 200 PRUEBAS/HORA
- COMBINA UNO DE LOS MENÚS DE PRUEBAS CLIA AUTOMATIZADOS MÁS AMPLIOS.
- LOS KITS DE REACTIVOS MAGLUMI® (181 PARÁMETROS) Y LOS CONSUMIBLES SON COMPATIBLES CON EL MAGLUMI® X3.
- Luz indicadora de reactivos y muestras disponible, monitoreo del estado en tiempo real, sin necesidad de comprobarlo en el monitor de la computadora.
- 20 posiciones de reactivos con lector RFID, refrigerados 24 horas a 10 °C (±3 °C).
364 cubetas de reacción on board.