

ColoScreen & ColoScreen-ES

PRUEBAS DE PORTAOBJETOS DE GUAYACO TRADICIONALES

Extra sensibles, están disponibles para satisfacer las necesidades de cualquier laboratorio o consultorio médico.



IDEAL PARA SU LABORATORIO

AHORRO

DIAGNOSTICO PRECOZ

VOLUMENES

Coloscreen tradicional ofrece una sensibilidad de 10 mg / g en heces, mientras que ColoScreen-ES es extra sensible con un umbral de 0,3 mg / g en heces y un desarrollo de color azul más brillante para facilitar la interpretación. Ambos ofrecen dos sitios de muestra para realizar pruebas a fin de mejorar las posibilidades de detectar un verdadero positivo.

ColoScreen

Prueba de sangre oculta ColoScreen para el consultorio del médico

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5071 - Paquete Cosultorio Medico ColoScreen III - 100

El kit incluye: 100 portaobjetos ColoScreen de unidad triple con sobre portaobjetos, monitores ColoCheck, 6 reveladores ColoScreen de 15 ml, 300 aplicadores de muestras, 100 sobres de envío ColoScreen, 100 hojas de instrucciones para el paciente.

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5073 - Paquete para llevar a casa ColoScreen - 80 triples

El kit incluye: 80 kits para llevar a casa (cada uno contiene portaobjetos triple con monitores, pañuelos desechables, aplicadores, instrucciones de prueba y sobres de envío), desarrollador ColoScreen de 6 x 15 ml

PRUEBA DE SANGRE OCULTA COLOSCREEN PARA EL LABORATORIO

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5076 - ColoScreen 1000 Pack - 1000 Individuales

El kit incluye: 1000 portaobjetos ColoScreen individuales con monitores ColoCheck en portaobjetos, 20 x 15 ml de revelador ColoScreen, 1000 aplicadores de muestras.

Este kit está diseñado para laboratorios de gran volumen. Se pueden utilizar portaobjetos individuales cuando se envían muestras para su análisis. Cada portaobjetos tiene dos áreas de prueba para que se puedan analizar varios sitios de cada muestra, lo que aumenta la precisión.

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5072 - Paquete de laboratorio ColoScreen, 100 individuales

El kit incluye: 100 portaobjetos ColoScreen individuales con monitores ColoCheck en portaobjetos, 2 reveladores ColoScreen de 15 ml, 100 aplicadores de muestras.

El diseño de un solo portaobjetos permite realizar pruebas cómodas en lotes o como una sola muestra enviada al laboratorio. Cada portaobjetos tiene dos áreas de prueba para poder analizar dos sitios de cada muestra, lo que aumenta la precisión.

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5083 - ColoScreen 1000 Pack - 340

El kit incluye: 10 x 34 portaobjetos ColoScreen de unidad triple con monitores ColoCheck en portaobjetos, 20 x 15 ml de revelador ColoScreen, aplicadores de 1000 muestras.

El paquete 1000 está diseñado para laboratorios que prefieren los portaobjetos de unidad triple. Cada portaobjetos de la unidad triple tiene dos sitios de prueba para que se puedan analizar varios sitios de cada muestra de heces.

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5082 - Paquete de laboratorio ColoScreen - 34

El kit incluye: 34 portaobjetos ColoScreen de unidad triple con monitores ColoCheck en portaobjetos, 2 reveladores ColoScreen de 15 ml, 100 aplicadores de muestras

Los portaobjetos del paquete de laboratorio son idénticos a los del paquete de 1000. Este kit se proporciona para que cada laboratorio pueda almacenar el volumen que mejor se adapte a sus demandas. Cada portaobjetos de la unidad triple tiene dos áreas de prueba para poder analizar varios sitios de cada muestra de heces.

Consumibles ColoScreen

Cinta ColoScreen

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5079 - Cinta ColoScreen - 2 x 100 pruebas

El kit incluye: Monitores ColoCheck de cinta en portaobjetos, 2 reveladores ColoScreen de 15 ml.

El sistema ColoScreen ofrece el máximo ahorro con la cinta ColoScreen. La cinta está hecha de papel impregnado de guayaco que se perfora cada 1 3/4" para un uso económico conveniente. Cada sección tiene monitores de rendimiento incluidos en una parte de la cinta para proporcionar un control de calidad para cada prueba de paciente.

Desarrollador ColoScreen

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5077 - Revelador ColoScreen-15, 20 x 15 mL

5078 - Revelador ColoScreen-2, 50 x 2 mL

Disponible en dos tamaños de viales. Solo para uso con diapositivas ColoScreen. Ver Cat. No. 5088 para usar con portaobjetos ColoScreen-ES

Sobres de envío ColoScreen

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

1002 - Sobres ColoScreen - 100 / paquete

Los sobres ColoScreen son sobres de aluminio que son a prueba de humedad y están diseñados para cumplir con las regulaciones de correo del Servicio Postal de EE. UU.

ColoScreen-ES

ColoScreen-ES (extra sensible)

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5085 - ColoScreen-ES - 80

El kit incluye: 80 kits (cada uno contiene portaobjetos triple con monitores, colector de tejidos, aplicadores, instrucciones de prueba y sobres de envío) 6 x 15 ml de revelador ColoScreen-ES

Paquete de laboratorio ColoScreen-ES - Individual

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5086 - Paquete de laboratorio ColoScreen-ES - 100 individuales

Disponible en dos tamaños de viales. Solo para uso con diapositivas ColoScreen. Ver Cat. No. 5088 para usar con portaobjetos ColoScreen-ES

Desarrollador ColoScreen-ES

CAT. NO / PRODUCTO / DESCRIPCIÓN

5088 - Revelador ColoScreen-ES - 20 x 15 mL

Para mayor comodidad, coloque viales adicionales de desarrollador ColoScreen-ES en ubicaciones satélites como la sala de emergencias, la sala de exámenes o la estación de enfermería, así como el laboratorio. Solo para uso con portaobjetos ColoScreen-ES.

