

Merilyzer EIAQuant

MEDIDOR DE ABSORCIÓN
DE INMUNOHISTOQUÍMICA



IDEAL PARA SU LABORATORIO

SOFISTICADO

CONFIABLE

PRECISO

EIAQuant adopta una sofisticada tecnología de control por computador integrado con 8 canales ópticos. Diseñado para medir la absorción de los contenidos en microcubetas provistos de funciones de alimentación automática, medición, análisis y procesamiento de datos automático que asegura mediciones fiables y un mínimo mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS



Lectura en modo cuantitativos y cualitativos

Sistema de medición - longitud de onda dual

Capacidad de lectura por pozo y por tira

Software intuitivo para programación

Programa QC con gráficas de levy jennings

ESPECIFICACIONES



PRINCIPIO DE DETECCIÓN	Absorsancia
TIPO DE ENSAYO	Modo cuantitativo y cualitativo
TIPO DE MICROPLACA	96 pozos
SISTEMA DE MEDICIÓN	Sistema óptico de canales
VELOCIDAD DE LECTURA	Monocromático: 6.5 segundos 96 pozos / Bicromático: 16 segundos 96 pozos
FUENTE DE LUZ	Lámpara halógena 12 v 20 w
LONGITUD DE ONDA	Longitud de onda 405,450, 492, 630 nm (con 3 posiciones de filtros opcionales)
PC - SOFTWARE	Opcional
RANGO DE LECTURA	0,000 - 4.000 DO
PLATAFORMA DE AGITACIÓN	3 Opciones de agitación (Débil, media y fuerte) programable de 0 a 1800seg.
IMPRESORA	RS 232
FUENTE ALIMENTACIÓN	230 VAC, 50Hz (45W max)
PESO NETO	14 Kg
DIMENSIONES	400 mm (W) x 525 mm (L) x 185 mm (H)

