



LABTRONICS S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO



EIAWash

LAVADOR DE MICROPLACAS
DE ELISA



IDEAL PARA SU LABORATORIO

**FÁCIL
PROGRAMACIÓN**

RÁPIDO

EFICIENTE

EIAWash es una opción perfecta para lavado de microplacas de ELISA de 96 pocillos , con la flexibilidad de 8 o 12 canales, múltiples opciones de lavado , aspiración y dispensación programadas que emplean un diseño confiable. Control del nivel de soluciones de lavado.

CARACTERÍSTICAS



Fácil de usar

Teclado con pantalla LCD de alta resolución

100 programas de lavado

Capacidad de almacenamiento hasta de 100 protocolos

8 o 12 canales de lavado

Compatible con placas fondo plano y fondo redondo

Bajo volumen residual lo que garantiza resultados fiables

Configuración de protocolos (dispensado, remojo, agitación entre otras)

ESPECIFICACIONES



PROGRAMACIÓN	Se pueden almacenar 100 programas de prueba
PANTALLA	LCD monocromático STN-Blue de 192x64 pixeles con luz de fondo LED
TIPO DE LAVADO	Microplacas Fondo Plano y Fondo Redondo
MANIFOLD DE LAVADO	8 y 12 agujas
TIEMPOS DE LAVADO PRORAMABLES	0 a 255.
TIEMPO DE REMOJO	0 a 255 segundos
VOLUMEN RESIDUAL	< 2 µ
PRECISIÓN DE LAVADO	< +/- 3% con 300 µl
DIMENSIONES	Ancho 390 mm × Largo 410 mm × Alto 330 mm.
PESO	11.5 Kg
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	Uso Interior 5-40°C
HUMEDAD RELATIVA	≤ 95%.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	100-240VAC,50/60Hz (55W max)



WWW.LABTRONICS.NET

Dirección: Calle 101 A # 47 A-09 PBX 635 4326 / 27 / 28 Bogotá: 310 248 9381 - 313 283 2323 - 312 3067459
Llanos Orientales: 316 8759541 Barranquilla: 310 767 5941 Bucaramanga: 312 439 0556 Cali: 310 248 9380 Medellín: 312 436 0358
Cartagena: 312 445 8238 Eje cafetero: 310 324 3071