


Modelo Gea

LECTOR DE MICROPLACAS



IDEAL PARA SU LABORATORIO

COMPACTO

VERSÁTIL

INCLUYENDO

CARACTERÍSTICAS



Pantalla táctil

Sistema óptico bicromático con 4 longitudes de onda

8 canales de fibra óptica, capaz de obtener resultados en 5 segundos

Memoria capaz de almacenar 500 resultados

Agitador de microplaca

Multi-formas de resultados que incluye un amplio informe de pacientes

Modem interno para mantenimiento a larga distancia

Actualización de software (opcional)

ESPECIFICACIONES



RANGO FOTOMÉTRICO	0.000 - 4000 Abs
RESOLUCIÓN	0.001 Abs visualizado, 0.001 Abs calculado
FUENTE DE LUZ	Lámpara Halógena 8V / 50 W
LONGITUD DE ONDA	405, 450, 492, 630 nm , posibilidad de incluir 4 filtros (opcional)
EXACTITUD DE ONDA	+1- 1 nm
ANCHO DE BANDA	8 nm
MÉTODOS DE CÁLCULO	ABS, %ABS punto de corte, lineal, punto a punto, exponencia, regresión
PRECISIÓN	± 1% o ± 0.005 A
VELOCIDAD DE LECTURA	5 seg. para placas de 96 pocillos
PLATAFORMA DE AGITACIÓN	Tiempo de agitación y velocidad ajustables
MEMORIA	Más de 10.000 resultados
INTERFASE	RS-232, PSTN opcional
MEDIDAS	480mm x 330mm x 200mm (LxWxH)
PESO	8 Kg
FUENTE ALIMENTACIÓN	AC110V - AC220V ± 10%, 50 - 60Hz

