



LABTRONICS S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO

LINEAR

SAGA

LAVADOR DE MICROPLACAS DE ELISA

Equipo compacto y versátil ideal para el uso en el procesamiento de microelisas en su laboratorio.



IDEAL PARA SU LABORATORIO

**MAYOR
PRECISIÓN**

**FÁCIL
MANEJO**

VERSÁTIL

CARACTERÍSTICAS



Lavado de placas con fondo plano o fondo redondo

Amplia capacidad de memoria, capaz de programar 48 protocolos de lavados

Amplio monitor LCD, monitorización automática de vacío y presión bajo volumen residual.

Incluido manifold de 12 y de 8 agujas opcionales

Paro de emergencia opcional

Alarma de líquidos

ESPECIFICACIONES



MANIFOLD	Manifold de 12 puntas, 8 puntas opcional
PRECISIÓN DE DISPENSACIÓN	CV inferior al 2%
VOLUMEN RESIDUAL	Menos de 1 µl
CICLOS DE LAVADO	Máximo 99 ciclos
BANDA DE LAVADO	Ajustable de 1 a 12 canales
TIEMPO DE REMOJO	0 - 24 hr
PANTALLA	5" LCD
MEMORIA	48 protocolos de lavados
INTERFASE	RS-232
PESO NETO	8 Kg
CAPACIDAD DE BOTELLAS	2 litros cada una
DIMENSIONES	390 x 340 x 180
FUENTE ALIMENTACIÓN	AC200V ± 10%, 50 - 60Hz, 110 V bajo pedido



WWW.LABTRONICS.NET

Dirección: Calle 101 A # 47 A-09 PBX 635 4326 / 27 / 28 Bogotá: 310 248 9381 - 313 283 2323 - 312 3067459
Llanos Orientales: 316 8759541 Barranquilla: 310 767 5941 Bucaramanga: 312 439 0556 Cali: 310 248 9380 Medellín: 312 436 0358
Cartagena: 312 445 8238 Eje cafetero: 310 324 3071