



LABTRONICS S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO

Tecnología de tinción de última generación

Un paso hacia el futuro






Compromiso de Versatilidad y Flexibilidad

- ✓ Carga de portaobjetos independiente para aumentar la productividad.
- ✓ La combinación de múltiples protocolos en el mismo ciclo permite combinar IHC e ISH, mejorando y acelerando el flujo de trabajo.
- ✓ Carga y descarga continua de portaobjetos.
- ✓ Priorización de portaobjetos urgentes que permiten una mayor rapidez del diagnóstico cuando sea necesario.
- ✓ Los reactivos y protocolos customizables permiten una combinación perfecta de fases de protocolo para cada marcador o sonda.
- ✓ PC integrado (con pantalla táctil o normal).
- ✓ Limpieza automática, ahorrando tiempo al técnico.

Seguridad y respeto por el medio ambiente

- ✓ Filtro de aire incorporado que evita que los usuarios estén expuestos a vapores potencialmente peligrosos.
- ✓ Separación de residuos.
- ✓ Contenedores de residuos propios o del hospital.
- ✓ Transferencia automática de residuos a contenedores del hospital.
- ✓ Limpieza automática del sistema.



La Seguridad de los resultados es lo primero!

- ✓ Verificación automática de viales, tapones y portaobjetos para eliminar errores humanos.
- ✓ Lectura automática de portaobjetos y viales de reactivos con mínima intervención del usuario.
- ✓ Control de volumen de reactivos específicos y en bulk mediante sensores de nivel y de peso.
- ✓ Doble comprobación del volumen de reactivo, mediante sensor y contaje interno, que evita problemas de dispensación.
- ✓ Control continuo de la temperatura de trabajo para evitar variaciones en la calidad de la tinción ciclo a ciclo.
- ✓ Trazabilidad completa de todos los portaobjetos y reactivos, lo que permite un análisis exhaustivo de los datos.



Porque la velocidad importa

- ✓ El alto rendimiento del Vitrostainer permite realizar 1 IHC en 1:30h y 42 IHC en 3:30h, combinando diferentes marcadores y condiciones.
- ✓ Sistema de dispensación avanzado, creado para ahorrar tiempo, reactivos y mejorar la eficiencia.



Cualquier portaobjeto en cualquier momento


- ✓ 42 posiciones individuales de portaobjetos.
- ✓ 56 posiciones para reactivos a temperatura controlada.
- ✓ Soluciones comunes en bulk y en petacas listas para uso

Un paso adelante



✓ Nuestro innovador sistema de detección de tejidos basado en inteligencia artificial permite la dispensación y extensión inteligente del reactivo para:

- Cobertura tisular completa para cualquier tipo de reactivo.
- Ahorro de tiempo.
- Reducción del volumen de reactivo.
- Reducción de residuos.



Sencillez y facilidad de uso

- ✓ Interfaz de usuario diseñado para un manejo versátil e intuitivo por parte del usuario.
- ✓ Conexión multiequipo en la misma base de datos con posibilidad de control local.
- ✓ Traza, gestiona y sigue todos los procesos de forma sencilla. El usuario tiene el control total de todo el proceso en todo momento.
- ✓ Conexión LIS que permite el intercambio bidireccional de información con cualquier LIS del mercado.

2 - VS VITRO A.0014678 Mod. 01





REACTIVOS 45 Viales - 2 Kits

40 PORTAOBJETOS 20 Unidades

Petacas: DEWAX, ALCOHOL, AR1, AR2, COVER, FREE, H2O, WASH BUFFER, CLEANING SOLUTION

Depósitos de residuos: PELIGROSOS, NO PELIGROSOS

Vitro VStainer SW versión 01 23:41 2/11/2023







Alta calidad de tinción

Reactivos de alta calidad calibrados y validados para proporcionar una alta sensibilidad y especificidad analítica

El mayor catálogo de anticuerpos RTU del mercado

Protocolos optimizados y totalmente automáticos para todas las técnicas





VitroStainer ofrece capacidad, versatilidad y flexibilidad al usuario final, con los más altos estándares en seguridad del mercado, rapidez y calidad de tinción; lo que lleva a una mayor productividad del laboratorio, reduce los errores y permite a los patólogos ofrecer un diagnóstico eficiente de alta calidad.



LABTRONICS S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO

 **vitro**
master diagnostica®