


# HPV SCREENING REAL TIME PCR KIT

**Ref MAD – 003949**




El Kit HPV Screening PCR es un Kit de diagnóstico invitro para la detección cualitativa de 14 genotipos del papiloma Humano (HPV) considerado de alto riesgo oncogénico (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68).



Resultados rápidos



Genes diana: HPV 16, HPV 18,  
HR (Alto riesgo) y Beta globina



Única Master Mix lista para  
uso Formato 100 test



ADN extraído de:


- ✓ Citologías líquidas
- ✓ Hisopados vaginales y anales



Control interno y control  
positivo incluido



Especificidad y sensibilidad  
del 100%




Enzima UNG incorporada  
para evitar contaminaciones



Límite de detección de 10  
copias/reacción



Sistema abierto compatible con los  
sistemas de extracción y equipos de  
Q PCR más comunes del mercado



# HPV SCREENING REAL TIME PCR KIT